



RJ5500: WALKABOUT STEEL KD ROLLATOR ASSEMBLY & OPERATION INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

PARA INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL, VEASE LA PAGINA 9

CONTENTS

INTENDED USE.....	1	OPERATION.....	5
SAFETY GUIDELINES—PLEASE READ BEFORE USE.....	1	CLEANING AND MAINTENANCE.....	7
UNPACKING.....	2	SPECIFICATIONS.....	7
ASSEMBLY.....	3	LIMITED WARRANTY.....	8

INTENDED USE

The RJ5500 Walkabout's intended use is as a Rollator, a walking aid with wheels, manipulated by both arms.

- ⚠ **WARNING:** This product has a maximum weight capacity of 325 lb (147 kg), **EVENLY DISTRIBUTED.**
- ⚠ **WARNING:** **DO NOT** use this rollator as a wheelchair or transport device. Rollators **ARE NOT** intended to be propelled while seated.

SAFETY GUIDELINES—PLEASE READ BEFORE USE

Please note the following special statements, used throughout this manual, and their significance:


- ⚠ **WARNING:** Indicates a potential hazard situation or unsafe practice that, if not avoided, could result in death or serious personal injury.
- ⚠ **CAUTION:** Indicates a potential hazard or unsafe practice that, if not avoided, could result in minor personal injury.
- ▲ **NOTICE:** Indicates a potential hazard or unsafe practice that, if not avoided, could result in product/property damage.

Info: Provides application recommendations or other useful information to ensure that you get the most from your product.

- ⚠ **WARNING:** Important! Read and understand these instructions before assembling or using the Walkabout Rollator. Ensure that the Rollator is assembled as described in this document before use. If the Rollator is not properly assembled and adjusted, personal injury and/or damage to the Rollator could result.
- ⚠ **WARNING:** **DO NOT** use this product without proper instruction from a healthcare professional.
- ⚠ **WARNING:** If components are damaged or missing, contact your Graham-Field® authorized distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts.
- ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov.
- ⚠ **WARNING:** GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.

- ⚠ **WARNING:** To ensure the Rollator is properly balanced, all wheels must be in contact with the floor at all times during use.
- ⚠ **WARNING:** Always use caution when using the Rollator on wet or slippery surfaces. **DO NOT** use the Rollator on stairs or steep inclines.
- ⚠ **WARNING:** **DO NOT** hang anything from the Rollator frame. Place items in the pouch.

UNPACKING



Unless the Rollator is to be used immediately, retain box and packaging materials for storage until use is required.

1. Carefully remove all components from the carton.
2. Inspect all components (shown above in fig. 1).
3. If damage is evident to the contents, please notify the carrier and your Graham-Field authorized distributor.

ASSEMBLY

Refer to pictures at right during assembly.

Install the Handles

▲ **NOTICE:** Ensure brake cables are **OUTSIDE** handles.

1. Install both handles in frame handle receptacles as shown in fig. 2.
2. Insert hex bolt heads in hex indents on insides of handles while inserting hex bolts through handles as shown in fig. 3.
3. Install female knobs on ends of hex bolts on outside of handles as shown in fig. 4.
4. Tighten knobs.
5. Secure both brake cables onto frame with brake cable clips as shown in fig. 6.

⚠ **WARNING:** Ensure both handles are adjusted to the same height and handle knobs are tight before proceeding.

Install the Legs



fig. 5



fig. 6

Info: As shown in fig. 5, each frame leg tube has a number corresponding to one of the four legs. Match each number at upper end of leg to each number on frame tube.

1. Lay the Rollator on its side to install the legs.
2. Install both front legs: Match leg number to frame tube number and insert leg into tube as shown in fig. 5. Secure with E-clip and male knob as shown in fig. 6.



fig. 7



fig. 8



fig. 9

3. Install both rear legs: Match leg number to frame tube number and insert leg into tube as shown in fig. 7. Secure with E-clip and male knob as shown in figs. 8 and 9.

⚠ WARNING: Ensure all four legs are locked in place at the same height, and that E-clips and male knobs are tight, before proceeding.

Open the Rollator

⚠ WARNING: PINCH POINT - Keep hands free when adjusting or lowering seat.

1. Position Rollator upright on wheels as shown in fig. 10.
2. Open Rollator frame; spread front and rear legs apart.
3. Push down on both side crossbars so that locking mechanisms lock legs open.
4. Fold seat down so that it rests on both seat frame tubes.

⚠ WARNING: Ensure both side crossbar locking mechanisms are locked in place before proceeding.




fig. 10

Install the Back Bar

1. Depress knobs to release locking pins and insert both ends of back bar into frame receptacles as shown in fig. 11.
2. When back bar is in position, release knobs to lock pins in place.

⚠ WARNING: Ensure both ends of back bar are locked in place before proceeding.



fig. 11

Adjust the Handle Height

Info: Consult your healthcare professional to determine proper handle height adjustment. See fig. 12 for approximate desired handle height.

1. Loosen and remove hex bolts and female knobs from handles.
2. Adjust handles to desired height.
3. Insert hex bolt heads in hex indents on insides of handles while inserting hex bolts through handles as shown in fig. 13.
4. Install female knobs on ends of hex bolts on outside of handles.
5. Tighten knobs.
6. Secure both brake cables onto frame with brake cable clips as shown in fig. 13.

⚠ WARNING: Ensure both handles are adjusted to the same height, handle knobs are tight, and brake cables are secured in clips before proceeding.

▲ NOTICE: Ensure brake cables are OUTSIDE handles.

OPERATION

⚠ WARNING: BEFORE EACH USE, ensure all knobs are tight, locking pins locked in place, the pouch is securely attached, and all attaching hardware is securely tightened.

⚠ WARNING: Ensure that hand brakes stop Rollator and lock in place appropriately when operating or sitting on the Rollator. If your hand brakes are not operating correctly, please see your Graham-Field authorized distributor immediately for service.

⚠ WARNING: Ensure items placed in the pouch do not protrude from the pouch.

⚠ WARNING: Ensure back bar is always in place during use. DO NOT use the back bar to support user's entire body weight.

Walking With Your Rollator

Stand behind your Rollator with a hand placed securely on each handgrip. Move your Rollator slowly forward and select a pace that is comfortable for you. Always be sure the rear wheels are a few inches ahead of your body.



fig. 12



fig. 13

Using the Brakes

1. Pull up to apply brakes.
2. Push down to lock brakes for sitting.
3. Release brakes.



fig. 14

To Sit on Rollator Rest Seat

1. Push the hand brakes down, away from the handles, until the hand brakes lock into parked position.
2. Test the wheels before sitting down to ensure the Rollator will not roll.
3. Before sitting, touch the back of your legs to the edge of the seat to ensure proper positioning of the Rollator.
4. Hold onto handles if necessary to help you lower your body onto the seat.

⚠ WARNING: Ensure the brakes are in the locked position before using the rest seat.

⚠ WARNING: Distribute your body weight evenly on the Rollator rest seat. DO NOT lean on one side of the Rollator.

⚠ WARNING: Before attempting to reach objects or pick them up from the floor by reaching down between your knees, place both feet securely on the floor. Use extreme caution when reaching for any object.

⚠ WARNING: DO NOT use this rollator as a wheelchair or transport device. Rollators ARE NOT intended to be propelled while seated.

Folding the Rollator for Transport or Storage

1. Remove accessories, if any.
2. Flip up the back bar.
3. Lift the seat, move the pouch out of the way, and pull up on the folding pull strap attached to crossbar underneath seat.
4. Rollator is ready for transport and storage after folding. You may elect to remove handles before storage.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To remove dust and dirt, wipe Rollator gently with a clean, soft, damp cloth.
 - Inspect wheels periodically for wear or damage. Verify that wheels are free of hair or any other obstruction to free wheel operation. Inspect caster stems for assembly tightness. Use a clean, soft cloth and a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- ▲ **NOTICE: DO NOT use solvents, abrasive cleaners, or scouring pads to clean this product.**
- ⚠ **WARNING: Inspect the Rollator weekly for proper function and wear. Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Graham-Field authorized distributor immediately for repair and/or appropriate replacement parts.**
- ⚠ **WARNING: If handgrips or hand brakes are loose, DO NOT USE ROLLATOR. Contact your Graham-Field authorized distributor immediately for repair.**
- ⚠ **WARNING: The use of non-Lumex replacement parts will void the warranty, and could create a hazardous condition resulting in serious personal injury.**

SPECIFICATIONS

Model		RJ5500 Walkabout Steel Rollator	
Dimensions	Width	Inside Handgrips	15.5" (394 mm)
		Overall	23.5" (597 mm)
	Depth	Overall	22.5" (572 mm)
	Height	At Minimum Handle Height	30" (762 mm)
		At Maximum Handle Height	34" (864 mm)
	Seat	Height	20" (508 mm)
		Width	14" (356 mm)
		Depth	12" (305 mm)
Casters	Diameter	6" (152 mm)	
Weight	Maximum Weight Capacity, EVENLY DISTRIBUTED		325 lb (147 kg)
	Product Weight		18 lb (8.2 kg)

LIMITED WARRANTY

SCOPE OF WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original purchaser only that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. All warranties are conditioned upon the proper use of the products strictly in accordance with good commercial practice and applicable GF instructions and manuals, including proper use and maintenance. To the extent that a component is warranted by a third party, GF conveys all of its rights under that warranty to the original purchaser, to the extent permitted. This limited warranty shall only apply to defects that are reported to GF's customer service team within the applicable warranty period and which, upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. This limited warranty is not transferable. Within the guidelines set forth in this document, the following components are warranted for the time period set forth below:

Frame: three (3) years

All other components: six (6) months

The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the original customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Distributor from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Distributor, you must contact GF directly by calling 1-770-368-4700, sending a fax request to 1-770-368-2386, or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative. Failure to abide by the specific directions will result in denial of the warranty claim.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following:

- 1) Defects, damage, or other conditions caused, in whole or in part, by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner;
- 2) Products which are not installed, used, or properly cleaned and maintained as required in the official manual for the applicable product;
- 3) Products considered to be of a non-durable nature including, but not limited to: casters, filters, fuses, gaskets, lubricants, and charts;
- 4) Accessories or parts not provided by GF;
- 5) Charges by anyone for adjustments, repairs, replacement parts, installation or other work performed upon or in connection with such products which are not expressly authorized in writing, in advance, by GF;
- 6) Any labor or shipping charges incurred in the replacement part installation or repair;
- 7) Costs and expenses of regular maintenance and cleaning; and
- 8) Representations and warranties made by any person or entity other than GF.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF ANY MODEL OR SAMPLE WAS SHOWN TO THE CUSTOMER, SUCH MODEL OR SAMPLE WAS USED MERELY TO ILLUSTRATE THE GENERAL TYPE AND QUALITY OF THE PRODUCT AND NOT TO REPRESENT THAT THE PRODUCT WOULD NECESSARILY CONFORM TO THE MODEL OR SAMPLE IN ALL RESPECTS. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PARTS. GF SHALL NOT BE LIABLE FOR AND HEREBY DISCLAIMS ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INCOME, LOSS OF USE, DOWNTIME, COVER, OR EMPLOYEE OR INDEPENDENT CONTRACTOR WAGES, PAYMENTS AND BENEFITS.

The warranties contained herein contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.

For additional information on this product or this warranty, please contact a GF Customer Service Representative.

NOTES:

- 1) Additional terms and conditions may apply.
- 2) Freight claims must be notated on the appropriate shipping documents and must be made with immediacy. International, federal and state regulations govern specific requirements for freight claims. Failure to abide by those regulations may result in a denial of the freight claim. GF will assist you in filing the freight claim.
- 3) Claims for any short shipment must be made within three (3) days of the invoice date.



1.770.368.4700

Information contained herein is subject to change.
The most current and complete product information can be found on our website.
www.grahamfield.com

Follow us on   

© 2018, GF Health Products, Inc. All Rights Reserved.
Graham-Field and Lumex are trademarks of
GF Health Products, Inc., One Graham-Field Way, Atlanta GA 30340-3140
GF Health Products, Inc. is an ISO 13485 Certified Company.
Manufactured for GF Health Products, Inc.
Made in China

CONTENIDOS

USO ENTENDIDO.....	9	OPERACIÓN.....	13
DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR LEA ANTES DE USO.....	9	LIMPIANDO Y MANTENIMIENTO	15
DESEMPACAR.....	10	ESPECIFICACIONES	15
ENSAMBLAJE.....	11	GARANTÍA LIMITADA.....	16

USO ENTENDIDO

El uso entendido del Rodador “Walkabout” es como un Rodador, una ayuda de caminar con ruedas, manipulado por ambos brazos.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto tiene una capacidad de peso máximo de 325 lb (147 kg), DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.

⚠ ADVERTENCIA: NO UTILICE este Rodador como una silla de ruedas o aparato de transporte. Rodadores NO SON destinados para ser propulsados cuando sentado.

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR LEA ANTES DE USO

Observe por favor las declaraciones especiales siguientes, usadas a través de este manual, y su significación:

⚠ ADVERTENCIA: Indica una situación del peligro potencial o una práctica insegura que, si no evitado, podrían dar lugar a muerte o a herida personal seria.

⚠ PRECAUCIÓN: Indica un peligro potencial o una práctica insegura que, si no evitado, podrían dar lugar a herida personal de menor importancia.

▲ AVISO: Indica un peligro potencial o una práctica insegura que, si no evitado, podrían dar lugar daños materiales o a producto.

Info: Proporciona las recomendaciones del uso o la otra información útil de asegurarse de que consigue la mayoría de su producto.

⚠ ADVERTENCIA: ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar el Rodador “Walkabout”. Asegúrese que el Rodador esté ensamblado como descrito en los párrafos siguientes antes de uso. Si el Rodador no está ensamblado en la manera correcta, herida personal o daños a la propiedad puede ocurrir.

⚠ ADVERTENCIA: NO utilice este producto sin instrucciones de su profesional de la salud.

⚠ ADVERTENCIA: Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor autorizado de productos Graham-Field® inmediatamente. No substituya piezas.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.p65warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o heridas causadas por ensamblaje incorrecto de este producto.

⚠ ADVERTENCIA: Para garantizar el Rodador está bien equilibrada, todas las ruedas deben estar en contacto con el suelo en todo momento durante su uso.

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Siempre tenga cuidado cuando utilice el Rodador en superficies mojadas o resbaladizas. NO utilice el Rodador en las escaleras o pendientes pronunciadas.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** No cuelgue ningún objeto en el marco del Rodador. Coloque los objetos en la bolsa.

DESEMPACAR




fig. 1
RJ5500 componentes

A menos que el Rodador se utiliza inmediatamente, guarde la caja y materiales de almacenaje para almacenaje hasta que uso es requerido.

1. Retire con cuidado todos los componentes de la caja.
2. Inspeccione todos los componentes (se muestra más arriba en la fig. 1).
3. Si el daño es evidente de lo contenido, por favor notifique al transportista y su distribuidor autorizado de Graham-Field.

ENSAMBLAJE

Refiérase a las fotografías a la derecha durante el ensamble.

Instalación de las Manijas

▲ **AVISO:** asegúrese de que los cables de freno estén en las asas EXTERIORES.

1. Instale ambas manijas en los receptáculos de la manija del marco como se muestra en la fig. 2.
 2. Inserte las cabezas hexagonales de los pernos en las muescas hexagonales en el interior de las manijas mientras inserta los pernos hexagonales a través de las manijas, como se muestra en la fig. 3.
 3. Instale las perillas femininas en los extremos de los pernos hexagonales en la parte exterior de las manijas, como se muestra en la fig. 4.
 4. Aprieta las perillas.
 5. Asegure ambos cables de freno en el bastidor con los clips del cable de freno como se muestra en la fig. 6.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** asegúrese de que ambas manijas estén ajustadas a la misma altura y que las perillas de la manija estén apretadas antes de continuar.



fig. 2



fig. 3



fig. 4

Instalación de las Patas



fig. 5



fig. 6

Info: Como se muestra en la fig. 5, cada tubo de la pata del marco tiene un número que corresponde a una de las cuatro patas. Empareje el número en el extremo superior de cada pata a cada número en el tubo del marco.

1. Coloque el Rodador en su lado para instalar las patas.
2. Instale ambas ruedas delanteras: Empareje el número de la pata al número del tubo del marco y inserte la pata en el tubo como se muestra en la fig. 5. Asegúrelo con un clip E y una cerilla masculina como se muestra en la fig. 6.



fig. 7



fig. 8



fig. 9

3. Instale ambas ruedas traseras: Empareje el número de la pata al número del tubo del marco y inserte la pata en el tubo como muestra en la fig. 7. Asegúrelo con un clip E y una cerilla masculina como se muestra en las figs. 8 y 9.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas las cuatro patas se cierran en lugar a la misma altura, y que los clips E y las perillas masculinas estén apretadas, antes de continuar.

Abriendo el Rodador

⚠ ADVERTENCIA: PUNTO DE PICADO - Mantenga las manos libres cuando ajuste o baje el asiento.

1. Coloque el Rodador en posición vertical en las ruedas como se muestra en la fig. 10.
2. Abra el marco del Rodador; extienda aparte las patas delanteras y traseras.
3. Empuje hacia abajo en ambos travesaños laterales de manera que los mecanismos de cerradura cierran las patas en su lugar.
4. Doble el asiento hacia abajo para que se apoye en las dos barras de soporte del asiento del marco.




fig. 10

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que ambos mecanismos de cerradura de los travesaños laterales se cierran en lugar antes de continuar.

Instalación de la Barra Posterior

1. Presione las perillas para liberar los botones de cerradura e inserte ambos extremos de la barra posterior en los receptáculos del marco como se muestra en la fig. 11.
2. Cuando la barra posterior esté en su posición, suelte las perillas para cerrar los dos botones en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que ambos extremos de la barra posterior están encajados en lugar antes de continuar.



fig. 11

Ajuste la Altura de las Manijas

Info: Consulte a su profesional de la salud para determinar el ajuste correcto de altura de las manijas. Refiérase a la fig. 12 para la altura aproximada deseada de las manijas.

1. Afloje y quite los pernos hexagonales y las perillas femininas de las manijas.
2. Ajuste las manijas a la altura deseada.
3. Inserte las cabezas hexagonales de los pernos en las muescas hexagonales en el interior de las manijas mientras inserta los pernos hexagonales a través de las manijas, como se muestra en la fig. 13.
4. Instale las perillas femininas en los extremos de los pernos hexagonales en la parte exterior de las manijas.
5. Aprieta las perillas.
6. Asegure los dos cables de freno en el marco con los clips del cable de freno como se muestra en la fig. 13.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que las dos manijas estén ajustadas a la misma altura, las perillas de manija se cierran en lugar, y los cables de freno estén seguros en los clips antes de continuar.

▲ AVISO: asegúrese de que los cables de freno estén en las asas EXTERIORES.

OPERACIÓN

- ⚠ ADVERTENCIA:** ANTES DE CADA USO, asegúrese de que todos los botones de cerradura sobresalen completamente de los huecos, todas las perillas estén seguras, la bolsa esté bien conectado, y toda la ferretería esté bien apretados.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que los frenos de mano paran el Rodador y encajan en lugar adecuado para operar o sentarse en el Rodador. Si los frenos de mano no están funcionando correctamente, por favor consulte a su distribuidor autorizado de Graham-Field inmediatamente para el servicio.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que los elementos colocados en la bolsa no sobresalen de la bolsa.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la barra posterior está siempre en lugar durante el uso. **NO** use la barra posterior para soportar todo el peso corporal del usuario.

Caminando con su Rodador

Párese detrás de su Rodador con una mano colocada de forma segura en cada manija. Mueva su Rodador lentamente hacia adelante y seleccione un ritmo que sea cómodo para usted. Asegúrese siempre de que las ruedas traseras son unas pulgadas por delante de su cuerpo.



fig. 12



fig. 13

Usando los Frenos

1. Tire hacia arriba para aplicar los frenos.
2. Empuje hacia abajo para cerrar los frenos para sentarse.
3. Suelta los frenos.



fig. 14

Sentarse en el Asiento de Descanso del Rodador

1. Presione los frenos de mano hacia abajo, lejos de las manijas, hasta que los frenos de mano se colocan en posición de aparcado.
2. Prueba las ruedas antes de sentarse a garantizar que el Rodador no se ruede.
3. Antes de sentarse, toque la parte posterior de sus patas al borde del asiento para asegurar el posicionamiento adecuado del Rodador.
4. Sujete las manijas si es necesario para ayudarle a bajar su cuerpo sobre el asiento.

⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que los frenos estén en posición de cierre antes de utilizar el asiento del descanso.

⚠ **ADVERTENCIA:** Distribuya uniformemente el peso del cuerpo en el asiento del descanso del Rodador. NO se apoye sobre un lado del Rodador.

⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de intentar alcanzar objetos o recogerlos del suelo, que baja por entre las rodillas, coloque ambos pies firmemente en el suelo. Tenga mucho cuidado cuando trate de alcanzar algún objeto.

⚠ **ADVERTENCIA:** NO UTILICE este Rodador como una silla de ruedas o aparato de transporte. Rodadores NO SON destinados para ser propulsados cuando sentado.

Doblando el Rodador para Transporte o Almacenaje

1. Quite los accesorios, en su caso.
2. Levanta la barra posterior.
3. Levante el asiento, retire la bolsa, y jale la tira ajuntada al travesaño subasiento.
3. El Rodador está listo para el transporte y almacenaje después de doblar. Usted puede elegir quitar las manijas antes de su almacenamiento.

LIMPIANDO Y MANTENIMIENTO

- Para eliminar el polvo y la suciedad, limpie el Rodador suavemente con un paño limpio, suave y húmedo.
 - Inspeccione periódicamente las ruedas para desgaste o daño. Verifique que las ruedas estén libres de pelo o cualquier otro obstrucción a la operación de rueda libre. Inspeccione el cojunte/eje de las ruedas para asamblea firme. Utilice un suave paño limpio y un jabón suave y agua para limpiar, enjuagar con agua limpia, y seque con un paño suave.
- ▲ **AVISO: NO utilice solventes, limpiadores abrasivos, o estropajos para limpiar este producto.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Inspeccione el Rodador semanalmente para función propio y uso. Asegure que todos los tuercas, tornillos y perillas están apretados semanalmente. Si algún componente no está trabajando correctamente o se parece usado, contacte a su distribuidor autorizado de Graham-Field inmediatamente para reparación y/o partes reemplazados.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Si mangos o frenos de mano están sueltos, NO USE RODADOR. Contacte a su distribuidor autorizado de Graham-Field inmediatamente para reparación.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Uso de partes de reemplace que no son de Lumex puede cambiar la estructura del Rodador, puede ser que la garantía se hace inválida, y causar una condición peligroso resultando en herida seria personal.**

ESPECIFICACIONES

Modelo		RJ5500 Rodador "Walkabout" KD de Acero	
Dimensiones	Anchura	Dentro de Mangos	15.5" (394 mm)
		Total	23.5" (597 mm)
	Profundidad	Total	22.5" (572 mm)
	Altura	A la Altura Mínima de Mangos	30" (762 mm)
		A la Altura Máxima de Mangos	34" (864 mm)
	Asiento	Altura	20" (508 mm)
		Anchura	14" (356 mm)
Profundidad		12" (305 mm)	
Ruedas	Diámetro	6" (152 mm)	
Peso	Capacidad de Peso Máximo, DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.		325 lb (147 kg)
	Peso del Producto		18 lb (8.2 kg)

GARANTÍA LIMITADA

AMBITO DE GARANTÍA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Esta garantía limitada no es transferible. Todas garantías son condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF, incluyendo uso apropiado y mantenimiento. Producto provisto a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, los siguientes componentes están garantizados por el período de tiempo establecido a continuación:

Marco: tres (3) años

TODOS LOS DEMÁS COMPONENTES: SEIS (6) MESES

El período de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la período de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto y quienes ellos en turno notifica al equipo de Servicio de Cliente de GF dentro el período de garantía aplicable en cuanto será examinado por GF o un representante autorizado para probar el producto sobre garantía. Falta de seguir las instrucciones específicas resultara en rechazo de la reclamación de garantía. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando 1-770-368-4700, mandando fax a 1-770-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

- 1) Defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna;
- 2) Productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual oficial aplicable para el producto;
- 3) Productos que se consideran que no son de naturaleza duradera, incluyendo, pero sin limitarse a: ruedas, filtros, fusibles, juntas, lubricantes, y gráficos;
- 4) Accesorios o piezas no suministradas por GF;
- 5) Cargos por concepto de ajustes, reparaciones, piezas de recambio, instalación u otro trabajo realizado en o relacionados con tales productos que no estén autorizados expresamente por escrito, de antemano, por GF;
- 6) Cualquier gasto de mano de obra o de envío que se incurra en la instalación de la pieza de reemplazo o la reparación;
- 7) Costos y gastos del mantenimiento y limpieza regular; y
- 8) Representaciones y garantías hechas por cualquier persona o entidad que no sea GF.

GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DAÑOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO Y SERVICIO PROVEÍDO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A: DAÑOS PARA PERDIDA DE BENEFICIO O GANANCIA, PERDIDA DE USO, INACTIVO, O SALARIOS DE EMPLEADOS O TRABAJADORES CONTRACTORES, PAGOS O BENEFICIOS.

NOTAS:

- 1) Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales.
- 2) Las reclamaciones de flete se deben anotar en los documentos de embarque apropiados y deben hacerse con inmediatez. Los requisitos específicos para las reclamaciones de fletes se rigen por regulaciones internacionales, federales y estatales. El incumplimiento de estas regulaciones podría resultar en la denegación de la reclamación de flete. GF le ayudará en la presentación de la reclamación de flete.
- 3) Las reclamaciones de embarques con faltantes se deben realizar en un plazo de tres (3) días de la fecha de la factura.



1.770.368.4700

La información contenida en este documento está sujeta a cambios.
La información más actualizada y completa del producto se puede encontrar en nuestra página web.
www.grahamfield.com



© 2018, GF Health Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Graham-Field y Lumex son marcas de
GF Health Products, Inc., One Graham-Field Way, Atlanta GA 30340-3140
GF Health Products, Inc. es una empresa certificada ISO 13485.
Fabricado para GF Health Products, Inc.
Fabricado en China