

Bath Stool

Taburete de baño

Items 2060A, 2060R



SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- **DO NOT** install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Item has a maximum weight capacity of 300 lb - **EVENLY DISTRIBUTED**.
- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- **ALWAYS** inspect the bath seat to ensure that it is properly positioned and stable before using. **DO NOT** use if bath seat is wobbly or unstable.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts.
- Check leg tips for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace leg tips **IMMEDIATELY**.
- **DO NOT** use this as a transfer bench or climbing device.
- To avoid falling or tipping: Have someone help you until you know the balance points of your Bath Seat and how to avoid tipping. Do not put downward weight on one side or corner of the Bath Seat. Do not put downward weight on the backrest. Do not reach or lean if you must shift your weight to do so. Ask for help or use a device to extend your reach. Never try to reach an object if you must move forward in your seat and your buttocks do not stay in full contact with the seat. Never lean backward to reach an object.
- All four leg tips **MUST** be in contact with shower/tub floor at all times.
- Ensure that the four chair legs are adjusted to the same height and that the push buttons fully protrude through their respective adjustment holes **BEFORE** use.
- Only use GF Health Products, Inc. accessories with this product.
- This product should only be used with tub floors wider than 18 $\frac{3}{4}$ inches.
- Users with limited physical capabilities must be supervised or assisted when using the bath seat.
- Make certain **ALL** screws and nuts are tight at all times.
- **DO NOT** submerge product in water, otherwise damage may result.

MAINTENANCE

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

ASSEMBLY

1. Lay bath seat upside down with upper legs pointing up on a flat, dry surface.
2. Attach lower leg by pushing in the locking button and sliding the lower leg over the upper leg until it clicks into place. Repeat for other three legs. Ensure all legs are locked before proceeding.

NOTE: *Ensure seat support tube buttons protrude fully through channel guide holes.*

ADJUSTING LEG HEIGHT

Legs are already installed on the bath seat.

To adjust leg height:

1. Press push button and slide leg extension up or down to desired adjustment hole.
2. Ensure push button fully protrudes through the leg adjustment holes of the leg extension.

NOTE: *An audible “click” will be heard.*

3. Repeat STEPS 1 and 2 for the other three legs.

NOTE: *Ensure all four legs are adjusted to the same height and that all height adjustment buttons protrude fully through the adjustment holes before use.*



LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling **(678) 291-3207**, sending a fax request to **(770) 368-2386** or by e-mailing a request to **cs@grahamfield.com**. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: **1)** Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; **2)** Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and **3)** Labor or shipping charges. Other exclusions apply. Additional limitations relative to this warranty may be found on www.grahamfield.com Terms and Conditions page. State laws governing the warranty of this product may provide more expanded rights than those set forth in this warranty.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del product estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando **(770) 368-4700**, mandando fax a **(770)-368-2386** o por email a **cs@grahamfield.com**. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: **1)** Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; **2)** Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y **3)** Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican. Limitaciones adicionales relativos a esta garantía pueden ser encontrados en www.grahamfield.com pagina de Acuerdos y Condiciones Leyes del Estado gobernando la garantía de este producto puede dar mas derechos que estan en esta garantía.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

- **NO** instale o utilice este equipo sin primero leer y entender estas instrucciones. Si no puedes entender los Advertencias, Cauciones o Instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud antes de intentar de usar este equipo – si no, herida o daño puede ocurrir.
- Capacidad de peso máximo de 300 lb. DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.
- GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o herida causado por instalación, ensamblaje, o uso incorrecto de este producto.
- SIEMPRE examine la silla de bañera para asegurar que esta posicionado apropiadamente y es estable antes de usar. **NO** use la silla si es tambaleante o inestable.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame inmediatamente a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. no utilice partes substitutos.
- Cheque las patas por rasgones, grietas o desgaste. Si cualquiera de estas condiciones existe, reemplace sus puntas **IMEDIATAMENTE**.
- No utilice este producto como un banco de transferencia o aparato de subir.
- Todas las puntas **TIENEN** que estar en contacto con el piso de la bañera todo el tiempo.
- Para evitar caerse o volcarse: Pídale a alguien que le ayude hasta que conozca los puntos de equilibrio de su silla bañera y la forma de evitar volcarse. No ponga peso hacia abajo en un lado o en la esquina de la silla bañera. No ponga peso hacia abajo en el respaldo. No se estire o incline si debe cambiar su peso para hacerlo. Pida ayuda o utilizar un dispositivo para ampliar su alcance. Nunca trate de alcanzar un objeto si tiene que seguir adelante en su silla y los glúteos no se quedan en pleno contacto con la silla. Nunca se incline hacia atrás para llegar a un objeto.
- Asegure que las cuatro patas de la silla están ajustado a la misma altura y que los botones de apretar sobresalen completamente por el hueco de ajustamiento respectivo **ANTES** de uso.
- Utilice solamente accesorios de GF Health Products, Inc. con este producto.
- Este producto solo debe ser usado con pisos de bañera más anchas que 18 $\frac{3}{4}$ " pulgadas.
- Usuarios con capacidades físicas limitadas deben ser supervisados o asistidos cuando usando la silla de bañera.
- Asegure que **TODAS** los tornillos y perillas están apretadas todo el tiempo.
- **NO** debe sumergir el producto en agua, o si no, el daño puede resultar.

MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplace de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

MONTAJE

1. Voltee el asiento de baño con las patas superiores apuntando hacia arriba sobre una superficie plana y seca.
2. Inserte la pata inferior presionando el botón de bloqueo y deslícela sobre la pata superior hasta que encaje en su lugar. Repita lo mismo para las otras tres patas. Asegúrese de que todas las patas estén bloqueadas antes de continuar.

NOTA: Asegure que los botones del tubo de soporte del respaldo sobresalen completamente por los huecos de las guías de canal.

ADJUSTING LEG HEIGHT

Las patas vienen instaladas en la silla de bañera.

Para ajustar la altura:

1. Apreté el botón y deslice la extensión de pata hacia arriba o abajo al hueco de ajustamiento deseado.
2. Asegure que el botón sobresale completamente por los huecos de ajustamiento de la extensión de pata.

NOTA: Un “clic” audible se oye cuando el botón de apretar sobresale completamente por el hueco de ajustamiento.

3. Repite PASOS 1 y 2 para las otras tres patas.

NOTA: Asegure que todas 4 patas están ajustadas a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento de altura sobresalen completamente por los huecos de ajustamiento antes de uso.

Asiento

Hueco de
Ajustmiento

Botón de
Apretar

Pata

Punta



Features

- Anodized aluminum frame is lightweight, durable and rust-resistant
- Seat height adjusts in 1" increments for various user heights
- Tool-free assembly
- Maximum Weight Capacity 300 lb EVENLY DISTRIBUTED

Características

- El marco de aluminio anodizado es ligero, duradero y resistente a la oxidación
- Ajustamiento de altura de asiento en incrementos de 1" para varias alturas de usuarios
- Montaje sin herramientas
- Capacidad de peso de 300 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2017, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com