

**LUMEX**<sup>®</sup>  
by graham-field

**Drop Arm  
Versamode™**

**Versamode™ Braço de Caída**

Item 6810A



graham  
field

## SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.
- This product has a maximum weight capacity of 300lbs - **EVENLY DISTRIBUTED**.
- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.
- Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.
- The commode seat **MUST** be installed before sitting on the commode.
- **DO NOT** place weight on front of arm; doing so could cause the arm to drop unexpectedly. Place weight vertically on armrest **ONLY** (see figure 1).
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-  
[www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

## MAINTENANCE

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## ASSEMBLY

1. Carefully remove components from box.
2. Install back and arm assembly on base and seat frame assembly by inserting back tubes into base frame tubes. If necessary loosen, but do not remove, knobs.
3. Tighten knobs at rear seat until secure — do not overtighten.
4. Install footrests on base frame footrest brackets. Lock footrests into place.
5. Slide the commode pail in under the seat from the back

**NOTE:** Before use, ensure all components are securely installed and VersaMode is assembled as described above.

## DROP ARMREST

The VersaMode armrests drop to facilitate transfer. To drop the armrest, pull the release lever outward until the armrest releases, lift the armrest up out of the socket, then swing it downward.

## LOCK REAR CASTERS

The rear casters lock into place to prevent movement. To lock, step on the rear pedal until it latches. To unlock, step on the rear pedal until it unlatches.

## SWING AWAY / REMOVE FOOTRESTS

The VersaMode footrests swing away or detach to facilitate transfer. To swing the footrest away, depress the footrest release lever and swing it out of the way. To remove the footrest, swing it away, then lift it up off the brackets. To lock the footrest in place, swing it in toward the center of the VersaMode until it locks into place.



## LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

## OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling **(678) 291-3207**, sending a fax request to **(770) 368-2386** or by e-mailing a request to **cs@grahamfield.com**. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

## EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: **1)** Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; **2)** Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and **3)** Labor or shipping charges. Other exclusions apply. Additional limitations relative to this warranty may be found on [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com) Terms and Conditions page. State laws governing the warranty of this product may provide more expanded rights than those set forth in this warranty.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

## GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del product estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

## OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando **(770) 368-4700**, mandando fax a **(770)-368-2386** o por email a **cs@grahamfield.com**. Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

## EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: **1)** Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; **2)** Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y **3)** Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican. Limitaciones adicionales relativos a esta garantía pueden ser encontrados en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com) pagina de Acuerdos y Condiciones Leyes del Estado gobernando la garantía de este producto puede dar mas derechos que estan en esta garantía.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

## DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

- **NO DEBE UTILIZAR** este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Usuarios con capacidades físicas puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro.
- Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 300 lb UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA.
- GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
- Asegure que la ferretería, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.
- El asiento del inodoro **TIENEN** que estar instalado antes de sentarse en el inodoro.
- **NO** coloque el peso en la parte delantera del brazo; hacerlo podría provocar que el brazo caiga de forma inesperada. Coloque el peso verticalmente en el apoyabrazos SOLAMENTE (véase la figura 1)
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)



## MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplazo de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## ENSAMBLAJE

1. Quite cuidadosamente los componentes de la caja.
2. Instale el montaje de respaldo y asiento en el montaje de marco bajo y asiento insertando los tubos del respaldo en los tubos del baso. Si es necesario, afloje, pero no retire, las perillas
3. Apriete las perillas en el asiento trasero hasta que sean seguras — no las aprietan demasiado.
4. Instale los reposapiés en los soportes del marco bajo. Trabe los reposapiés en lugar.
5. Resbale el cubo de la cómoda adentro bajo asiento de la parte posterior

**NOTA:** Antes de usar, asegúrese que todos los componentes estén bien sujetos y el VersaMode está ensamblado como descrito.

## DEJAR CAER LOS APOYOBRAZOS

Los apoyobrazos del VersaMode dejan caer para facilitar transferencia. Para caer los apoyobrazos, tire de la palanca hacia fuera hasta que los apoyobrazos desenganchan, levante los apoyobrazos para arriba del zócalo, y hágalos pivotar hacia abajo.

## TRABARSE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Las ruedas traseras se traban en lugar para prevenir el movimiento. Para trabarse, caminar en el pedal posterior hasta que trabe. Para abrir, caminar en el pedal posterior hasta que abra.

## HACER PIVOTAR / SEPARAR LOS REPOSAPIÉS

Los reposapiés del VersaMode hacen pivotar lejos o separan para facilitar transferencia. Para hacer pivotar el reposapié lejos, presione la palanca y hágala pivotar apartada. Para quitar el reposapié, hágalo pivotar lejos, después levántelo para arriba de los soportes. Para trabar el reposapié en el lugar, hágalo pivotar adentro hacia el centro del VersaMode hasta que se trabe en lugar.



## Features

- Arms drop independently below seat level for lateral transfers
- Cushioned armrests enhance user comfort
- Comes complete with commode pail, cover and splash shield
- 300 lb Weight Capacity **EVENLY DISTRIBUTED**
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0165

## Características

- Apoyabrazos se bajan independiente abajo del nivel del asiento para transferir lateral con seguridad
- Apoyabrazos acolchonados aumentan comodidad de usuario
- Viene completa con el balde de inodoro, tapa y salpicadera
- Capacidad de peso máximo de 300 lb. **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE**
- Diseñado a reunir los requisitos de código de HCPCS: E0165

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2005, GF Health Products, Inc.,  
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.  
Made in China. [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)